



## ISTRUZIONI PER L'USO

### 1. Specifiche

Capacità: 150kg/ 330lb/ 23st 8lb
Graduazione: 0.1kg/ 0.2lb/ 1lb
Tipo della batteria: (Fig. 3) CR2032

### 2. Componenti

- Corpo (Fig. 1)
- Display (Fig. 1)
- Batteria (base) (Fig. 2)
- Interruttore principale (base) (Fig. 2)

### 3. Prima dell'uso

Selezionare la modalità di pesatura preferita utilizzando la funzione di cambiamento modalità pesatura (Weight Mode Switch).

### 4. Pesatura

Procedura di configurazione dell'unità principale (È necessario configurare l'unità principale alla prima attivazione dell'unità dopo l'acquisto, quando si sono sostituite le batterie oppure quando si attiva l'interruttore principale).
1. Inserire le batterie e attivare l'interruttore principale.
\* L'alimentazione non si attiverà, se l'interruttore principale è spento.
2. Collocare l'unità principale su una superficie solida e stabile.
3. Salire sulla bilancia e verificare che il peso applicato sia superiore a 8 kg. All'emissione del segnale acustico, scendere dalla bilancia. Dopo che sul display appare "8888" e viene emesso un breve segnale acustico, il display visualizzerà "0.0kg", ad indicare che la configurazione è stata completata.
"0.0kg" appare per circa 20 secondi, trascorsi i quali l'unità si spegnerà automaticamente.

\* Se il segnale acustico emesso è lungo e il display visualizza "Err" (error), allora la configurazione non è stata completata correttamente. Ripetere le operazioni al punto 3.

- Modalità di misurazione
- Salire sulla bilancia. Quando si colloca un peso superiore a 8 kg, viene emesso un breve segnale acustico, l'unità si attiva automaticamente e la bilancia avvia la misurazione.
  - A misurazione completata, viene emesso un breve segnale acustico e il display lampeggerà il valore rilevato per 20 secondi circa, trascorsi i quali, l'unità si spegne automaticamente.
\* Se trascorsi 20 secondi dopo l'accensione, il valore rilevato non si stabilizza, l'unità si spegnerà automaticamente.

Misurazioni inferiori a 8 kg
1. Applicare un peso superiore a 8 kg sulla bilancia. Viene emesso un segnale acustico e l'unità si accende.
2. Quando si rimuove il peso, sul display apparirà "0.0kg". Collocare sulla bilancia l'oggetto da misurare.
3. A misurazione completata, viene emesso un breve segnale acustico e il display lampeggerà il valore rilevato per 20 secondi circa, trascorsi i quali, l'unità si spegne automaticamente.
\* Se si rimuove l'oggetto, prima che la misurazione venga ultimata, dopo 20 secondi l'unità si spegnerà automaticamente.

### 5. Sostituzione delle batterie

Quando l'indicazione di batteria scarica (Lo) appare sul display, rimuovere le batterie correnti e inserirne di nuove come indicato nelle figure 3.

### 6. Istruzioni per la manutenzione

- Non aprire la bilancia o manometterne i meccanismi o i circuiti interni. Interventi di questo genere annullano la copertura della garanzia.
- Attenzione a non versare acqua o liquidi chimici sulla bilancia.
- Pulire la bilancia periodicamente con un panno umido.
- Quando l'unità resta inutilizzata per lunghi periodi di tempo, rimuovere le batterie per prevenire danni.
- Non utilizzare la bilancia in contemporanea con dispositivi di trasmissione, quali telefoni cellulari, giacché ciò potrebbe influire sui risultati.
- Non salire sulla piattaforma se bagnata.
- Non far cadere oggetti di alcun tipo sulla piattaforma.
- Non lasciare che le batterie al litio vadano in mano a bambini; essendo così piccole, potrebbero essere accidentalmente ingoiate.
- Non collocare oggetti caldi o freddi direttamente sulla piattaforma. Il vetro infranto potrebbe provocare infortuni. Ciò potrebbe comportare ulteriori anomalie nel funzionamento.
- In fase di trasporto o se la bilancia non è in uso, spegnere l'interruttore principale sulla base.
- Non effettuare le misurazioni su superfici morbide, come il sughero. Ciò potrebbe ridurne l'accuratezza.
- In base al materiale della superficie, la bilancia potrebbe creare un'intaccatura.
- La custodia di vetro a corredo è studiata per stoccare l'apparecchiatura e non per offrire protezione integrale contro scalfitture, sporco o colpi.
- La bilancia non si riaccenderà se non si applica un peso minimo di 8 kg.
- Se l'unità principale viene trasportata o sulla sua superficie si collocano oggetti oppure la si appoggia contro una parete e così via, mentre l'interruttore principale è acceso, si potrebbero verificare discrepanze nei valori misurati.

## Avviso della FCC (Commissione Federale statunitense per le Comunicazioni) e ICES (Standard canadese per apparecchiature che causano interferenze).

Questo apparecchio è stato collaudato e dichiarato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della sezione 15 delle norme FCC e della norma canadese ICES-003.
Questi limiti sono studiati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia da radiofrequenza e, se non installato e utilizzato second le istruzioni, può causare interferenze dannose alle telecomunicazioni. Tuttavia non vi sono garanzie che non si verifichino interferenze in un particolare impianto. Se questo apparecchio causa interferenze alla ricezione radio o televisiva –cosa che può essere accertata spegnendo e riaccendendo l'apparecchio – si consiglia di provare a correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi:
• cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente;
• aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore;
• collegare l'apparecchio ad una presa o ad un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
• consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio o televisione per ottenere assistenza.

### Modifiche

La Commissione Federale (FCC) richiede che l'utente sia informato che qualsiasi cambiamento o modifica apportata a questo apparecchio non espressamente approvata dalla Tanita Corporation può annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

Questo apparecchio e conforma alle normative 2004/108/CEgenti inermentia di radiodisturbi.

Avviso:
Questi marchi sono riportati all'esterno delle confezioni di batterie contenenti sostanze tossiche:
**Pb** Pb = batteria a base di piombo,
**Cd** Cd = batteria a base di cadmio,
**Hg** Hg = batteria a base di mercurio.

**Non è consentito lo smaltimento comune di batterie e rifiuti solidi urbani!**
Il consumatore e legalmente vincolato a restituire batterie usate o scariche, depositandole presso gli opportuni centri di raccolta cittadini oppure presso i relativi punti vendita, utilizzando gli appositi contenitori esposti. Prima di smaltire l'apparecchiatura, rimuovere le batterie e depositarle presso gli stessi centri di raccolta suoccati.

## INSTRUCCIONES DE USO

### 1. Especificaciones

Capacidad: 150kg/ 330lb/ 23st 8lb
Graduación: 0.1kg/ 0.2lb/ 1lb
Tipo de pilas: (Fig. 3) CR2032

### 2. Partes

- Corpo (Fig. 1)
- Pantalla de visualización (Fig. 1)
- Pila (Inferior) (Fig. 2)
- Interruptor principal (Inferior) (Fig. 2)

### 3. Antes de usar

Seleccione su modo de peso preferido utilizando el interruptor de modo de peso.

### 4. Pesada

Procedimiento de ajuste de la unidad principal (Deben hacerse los ajustes en la unidad principal cuando esté encendida por primera vez después de la compra, después de reemplazar las pilas o cuando el interruptor principal está encendido).

- Inserte las pilas y encienda el interruptor principal.
\* La unidad no se encenderá si el interruptor principal está apagado.
\* Coloque la unidad principal sobre una superficie dura y estable.
2. Súbase a la báscula y asegúrese que se aplique más de 8 kg de peso. Bájese de la báscula cuando escuche un pitido breve. Después que se muestre en la pantalla "8888" y se escuche un pitido breve, se muestra en la pantalla "0.0kg" y los ajustes están completos. Se muestra en la pantalla "0.0kg" por aproximadamente 20 segundos, después de lo cual la unidad se apaga automáticamente.
\* Si se escucha un pitido largo y se muestra en la pantalla "Err" (error), los ajustes no se han completado correctamente. Repita las operaciones a partir de 3 nuevamente.

Cómo hacer una medición

- Súbase a la báscula. Cuando se coloca un peso mayor de 8 kg en la báscula, se escucha un pitido breve, la unidad se enciende automáticamente y la báscula empieza a medir.
- Cuando la medición se completa, se escucha un pitido dos veces y el valor medido empieza a destellar en la pantalla por aproximadamente 20 segundos. Después de aproximadamente 20 segundos, la unidad se apaga automáticamente.
\* Después que se enciende la unidad, si el valor medido no se estabiliza dentro de 20 segundos, la unidad se apaga automáticamente.

Medición de un peso menor de 8 kg

- Aplique más de 8 kg de peso a la báscula. Se escucha un pitido y la unidad se enciende.
- Cuando se retira el peso, se muestra en la pantalla "0.0kg". Coloque el objeto que usted desea medir na báscula.
- Cuando la medición se completa, se escucha un pitido dos veces y el valor medido empieza a destellar en la pantalla por aproximadamente 20 segundos. Después de aproximadamente 20 segundos, la unidad se apaga automáticamente.
\* Si se retira el objeto que se está pesando antes que se complete la medición, la unidad se apaga después de aproximadamente 20 segundos.

### 5. Reemplazo de pilas

Cuando aparece la señal de pila descargada (Lo) en la pantalla LCD, retire la pilas actuales y reemplácelas por un juego nuevo, según se indica en las Figuras 3.

### 6. Instrucciones para el cuidado

- Tenga cuidado al abrir la báscula o intentar forzar su mecanismo o conjunto de circuitos. Estas acciones invalidarán toda cobertura de la garantía.
- Tenga cuidado no de derramar agua ni sustancias químicas sobre la báscula. Limpie la báscula con un paño húmedo periódicamente.
- Cuando no se utiliza por largos períodos de tiempo, retire las pilas para evitar daños.
- No utilice esta báscula mientras está operando transmisores (tales como teléfonos celulares), ya que esto puede afectar sus resultados.
- No se pare sobre la plataforma cuando haya humedad.
- No deje car ningún objeto sobre la plataforma.
- No deje que los niños añgaran las pilas de litio ya que ellas son tan pequeñas que pueden ingerirse accidentalmente.
- No coloque objetos fríos ni calientes directamente sobre la plataforma. Pueden ocurrir lesiones debido al vidrio roto. Esto puede además producir infortuni.
- Apague el interruptor principal en la parte inferior de la báscula cuando la cargue o cuando no esté en uso.
- No tome medicinas sobre un piso suave tal como un piso de corcho. Esto puede reducir la exactitud de la medición.
- La báscula puede hacer una marca en el piso dependiendo de su material.
- La caja de vidrio suministrada tiene la finalidad de servir de almacenamiento y no está diseñada para proteger completamente al equipo de raspaduras, polvo o impacto.
- La unidad no se encenderá a menos que se aplique en la báscula un peso de por lo menos 8 kg.
- Si la unidad principal se lleva a otro lugar, tiene productos colocados encima de ella o está apoyada contra una pared, etc., mientras el interruptor principal está encendido, pueden producirse discrepancias en los valores medidos.

## Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. y de la ICES de Canadá

Se han hecho pruebas de este equipo, y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC y de la ICES-003 canadiense.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no está instalado y no se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o de televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, entonces se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la distancia entre o aparato e o receptor.
• Conectar o equipamiento a una tomada num circuito diferente do circuito ao qual o receptor está conectetado.
• Consultar o revendedor o um técnico experiente de rádio ou televisão para obter ajuda.

### Modificaciones

La FCC requiere que se notifique al usuario que cualquier cambio o modificación que se efectúe a este dispositivo, que no sea aprobado expresamente por Tanita Corporation, podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo tiene la función de supresión de radiofrecuencia, según la regulación CE 2004/108/CE

Nota:
Estas marcas pueden encontrarse en las pilas que contienen contaminantes:
**Pb** Pb = la pila contiene plomo,
**Cd** Cd = La pila contiene cadmio,
**Hg** Hg = La pila contiene mercurio.

**¡Esta prohibido mezclar las pilas con los desechos de consumo!**
Como consumidor, usted está legalmente obligado a devolver las pilas usadas o descargadas. Usted puede depositar sus pilas viejas en los puntos públicos de recolección de su ciudad, o donde se vendan las pilas correspondientes y donde se han establecido cajas de recolección específicamente marcadas. En caso de deschar el equipo, las pilas deberán retirarse de éste y depositarse también en los puntos de recolección.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### 1. Especificações

Capacidade: 150 kg/ 330 lb/ 23 st 8 lb
Graduação: 0.1kg/ 0.2lb/ 1lb
Tipo de bateria: (Fig. 3) CR2032

### 2. Componentes

- Corpo (Fig. 1)
- Visor (Fig. 1)
- Bateria (inferior) (Fig. 2)
- Interruptor principal (embaixo) (Fig. 2)

### 3. Antes de utilizar

Selecione o modo de pesar preferido usando a chave do modo de peso.

### 4. Pesar

Procedimento de configuração da unidade principal (A unidade principal necessita de configuração quando a unidade é ligada pela primeira vez após a compra, depois das baterias terem sido substituídas ou quando o interruptor principal é ligado (ON)).

- Inserir as baterias e ligue o interruptor principal (ON).
\* A alimentação não será ligada se o interruptor principal estiver em OFF.
2. Coloque a unidade principal sobre uma superfície dura e estável.
3. Suba na balança e garanta que mais de 8 kg de peso sejam aplicados na balança. Desça quando ouvir um "bipe" curto. Após "8888" ter sido mostrado no visor e um "bipe" breve ser ouvido, "0.0kg" será mostrado no visor e a configuração estará concluída. "0.0kg" é exibido por aproximadamente 20 segundos, após os quais a energia é desligada automaticamente.
\* Se um "bipe" longo for ouvido e "Err" (erro) for mostrado no visor, a configuração não foi concluída corretamente. Repita as operações a partir do item 3 novamente.

Cómo medir

- Suba na balança. Quando um peso maior que 8 kg for colocado sobre a balança, um "bipe" curto será ouvido, a energia será ligada automaticamente e a balança começará a medir.
- Quando a medição estiver concluída, um "bipe-bipe" será ouvido e o valor medido piscará no visor por aproximadamente 20 segundos. Após aproximadamente 20 segundos, a energia é desligada automaticamente.
\* Após a energia ser ligada (ON), se o valor medido não se estabilizar em 20 segundos, ela será desligada automaticamente.

Medição de menos de 8 kg

- Aplique mais de 8 kg de peso à balança. Um "bipe" é ouvido e a energia é ligada.
- Quando o peso for removido, "0.0kg" será mostrado no visor. Coloque o objeto que deseja pesar sobre a balança.
- Quando a medição estiver concluída, um "bipe-bipe" será ouvido e o valor medido piscará no visor por aproximadamente 20 segundos. Após aproximadamente 20 segundos, a energia é desligada automaticamente.
\* Se o objeto de medição for removido antes da medição ser concluída, a energia será desligada após aproximadamente 20 segundos.

### 5. Substituição das baterias

Quando a mensagem de falta de bateria (Lo) for mostrada no visor de cristal líquido, troque as baterias por novas como indicado nas Fig. 3.

### 6. Instruções de manutenção

- Não tente abrir a balança nem interferir no respectivo mecanismo ou circuitos. Estas acciones invalidarán toda cobertura de la garantía.
- Se o fizer, anulará a garantia.
- Tenha cuidado para não derramar água ou produtos químicos sobre a balança. Limpe a balança com um pano úmido periodicamente.
- Se não for usar a balança por muito tempo, retire as baterias para evitar danos.
- Não utilize a balança enquanto usando equipamentos transmissores, tal como o telefone celular, que podem afetar as leituras.
- Não suba na plataforma se a mesma estiver molhada.
- Não derrube nenhum objeto sobre a plataforma.
- Não deixe crianças pegarem as baterias de lítio, pois como elas são muito pequenas podem ser ingeridas acidentalmente.
- Não coloque objetos quentes ou frios diretamente sobre a plataforma. O vidro quebrado pode provocar ferimentos. Isso pode causar funcionamento incorreto.
- Desligue o interruptor principal na parte inferior da balança quando for carregá-la ou se ela não estiver em uso.
- Não tome medições sobre piso macio como piso de cortiça. Isso pode reduzir a precisão da medição.
- A balança pode causar uma deformação no piso dependendo de seu material.
- A caixa de vidro fornecida é destinada ao armazenamento e não foi projetada para proteger completamente o equipamento contra arranhões, sujeira ou impacto.
- A energia não será ligada a menos que um peso de no mínimo 8 kg seja aplicado à balança.
- Se a unidade principal for transportada, tiver produtos colocados sobre ela ou for colocada contra uma parede etc., enquanto estiver ligada (ON), podem ocorrer discrepâncias nos valores medidos.

## Nota da Comissão Federal de Comunicações e da ICES Canadense

Este equipamento foi testado e foi comprovado que cumpre as limitações exigidas aos aparelhos digitais de classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC e da ICES-003 Canadense.

Estes limites são determinados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia em frequência de rádio; e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. Entretanto, não há garantia de que não haverá interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente eliminar essa interferência através de uma o mais das seguintes medidas:
• Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
• Aumentar a distância entre o aparelho e o receptor.
• Conectar o equipamento a uma tomada num circuito diferente do circuito ao qual o receptor está conectetado.
• Consultar o revendedor o um técnico experiente de rádio ou televisão para obter ajuda.

- Alterar o posicionamento ou a posição da antena receptora.
- Aumentar a distância entre o aparelho e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada num circuito diferente do circuito ao qual o receptor está conectetado.
- Consultar o revendedor o um técnico experiente de rádio ou televisão para obter ajuda.

### Modificações

A FCC exige que o usuário seja notificado de que caso seja feita qualquer mudança ou modificação neste aparelho, que não seja expressamente aprovada pela Tanita Corporation, este poderá perder o seu direito de operar o equipamento.

Este aparelho caracteriza-se pela supressão de interferência de rádio, em cumprimento ao Regulamento 2004/108/EC da CE.

Nota:
Estas marcas pueden encontrarse en las pilas que contienen contaminantes:
**Pb** Pb = la pila contiene plomo,
**Cd** Cd = La pila contiene cadmio,
**Hg** Hg = La pila contiene mercurio.

**Está prohibido mezclar las pilas con los desechos de consumo!**
Como consumidor, usted está legalmente obligado a devolver las pilas usadas o descargadas. Usted puede depositar sus pilas viejas en los puntos públicos de recolección de su ciudad, o donde se vendan las pilas correspondientes y donde se han establecido cajas de recolección específicamente marcadas. En caso de deschar el equipo, las pilas deberán retirarse de éste y depositarse también en los puntos de recolección.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### 1. Технические характеристики

Предельная нагрузка: 150 кг/330 фунтов/23 стюна 8 фунтов
Минимальное деление шкалы: 0.1 кг/0.2 фунта/1 фунта
Тип батарее: (Fig. 3) CR2032

### 2. Компоненты

- Корпус (Fig. 1)
- Дисплей (Fig. 1)
- Батарея (нижняя часть) (Fig. 2)
- Главный выключатель (нижняя часть) (Fig. 2)

### 3. Подготовка к работе

Выберите предпочтительный режим взвешивания с помощью переключателя режима взвешивания.

### 4. Взвешивание

Настройка основного блока прибора (основной блок нуждается в настройке во время первого включения устройства после покупки, после замены батареи, или после включения главного выключателя).

- Вставьте батарейки и включите главный выключатель.
- \* Электроника не поступит в прибор, если главный выключатель выключен.
- Поставьте основной блок на жесткую, ровную поверхность.
\* Если главная переключатель находится в положении OFF, то источник питания не включится.
4. Встаньте на на весы и проследите, чтобы нагрузка на них составляла не менее 8 кг. Сойдите с прибора, когда услышите короткий звуковой сигнал. После того, как на экране высветится "8888" и прозвучит короткий звуковой сигнал, на дисплее появится индикация "0.0kg". Это свидетельствует о завершении настройки. Индикация "0.0kg" исчезнет примерно через 20 секунд, вместе с ней автоматически отключится и питание прибора.
\* Если вы услышите длинный звуковой сигнал и увидели на дислее надпись "Err" (ошибка), это значит, что настройка не была завершена корректно. Повторите еще раз операции, начиная с 3-го шага.

Как проводить измерения

- Встаньте на весы. Когда объект тяжелее 8 кг помещается на весы, раздастся короткий звуковой сигнал, автоматически включается питание, и прибор начинает измерение.
- Когда измерение завершено, раздастся 2 коротких звуковых сигнала, и на экране в течение приблизительно 20 секунд высвечиваются результаты замера. После этого прибор автоматически отключится.
- \* Если после включения устройства и взвешивания показания на дисплее в течение 20 секунд не стабилизируются, весы автоматически выключаются.

Взвешивание менее 8 кг

- Поставьте на весы предмет тяжелее 8 кг. Прозвучит сигнал и включится питание.
- Когда нагрузка снимается, на дисплее отображается "0.0kg". Поместите на весы объект, который вы хотите взвесить.
- Когда измерение завершено, раздастся 2 коротких звуковых сигнала, и на экране в течение около 20 секунд высвечиваются результаты замера. После этого прибор автоматически отключается.
\* Если взвешиваемый объект снять с весов, прибор отключится примерно через 20 секунд.

## 5. Замена батарее

Когда на ЖКД появляется значок разряженного состояния батарее (Lo), извлеките установленные батарее и замените их новым комплектом, как показано на Fig. 3.

### 6. Инструкции по бережному обращению

- Не открывайте весы, чтобы исключить нарушения работы их механизма или схемы. Игнорирование данного правила приводит к отмене действия всех гарантийных обязательств.
- Оберегайте от попадания на них воды или химических жидкостей. Периодически протирайте весы влажной тканью.
- Если весы выключаются на длительное время, извлеките их изн батарее во избежание повреждений.
- Не пользуйтесь весами при включенном устройстве передачи сигналов (например, мобильном телефоне), поскольку это может привести к искажению показаний весов.
- Не вставляйте на платформу, если она влажная.
- Оберегайте платформу от падения на нее предметов.
- Не подпускайте детей к литиевым батарейкам, так как они достаточно малы, чтобы ребенок мог проглотить.
- Не ставьте горячие или холодные предметы на платформу. Разбитое стекло может послужить причиной травмы. Это также может повлиять на наличие неисправностей.
- Отключите главный выключатель в нижней части весов, если не собираетесь их использовать или намерены перенести прибор.
- Не пользуйтесь весами на мягком полу, например, из пробкового дерева. Это может привести к ошибке в измерениях.
- В зависимости от материала поверхности весы могут оставить вмятины в полу.
- Степленный корпус, входящий в комплект, предназначен для хранения и не создан для долгого пребывания устройства от царапин, загрязнений и ударов.
- Плитане не вешайте, если на весы поставить предмет легче 8 кг.
- Если весы, при включенном питании, переносят основовой блок весов, зарекомендует его посторонними предметами, упираете прибор в стену, то в измерения могут закрасться неточности.

## Уведомление Федеральной Комиссии по связи и канадского стандарта на оборудование, вызывающее помехи (ICES)

Данное оборудование протестировано и признано соответствующим предельным показателям для цифровых устройств класса B согласно Части 15 Правил Федеральной Комиссии по связи (FCC) и канадского стандарта на оборудование, вызывающее помехи (ICES-003).

Эти предельные показатели заданы для обеспечения надлежащей защиты от помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование является генератором высокочастотной энергии, поэтому при нарушении инструкций по его установке и эксплуатации оно может создавать помехи для радиовыси. Однако нельзя полностью исключить возникновение помех в конкретном месте установки. Если данное оборудование включено на прием радио или телевизионных сигналов, что может вызвать выключением и повторным включением оборудования, пользователю рекомендуется попробовать устранить эти помехи одним из указанных ниже способов.
• Изменить место расположения или угол ориентации приемной антенны.
• Увеличить расстояние между данным оборудованием и приемником.
• Подсоединить оборудование и приемник к разным розеткам в электрической цепи.
• Обратиться за помощью к дилеру либо к опытному радио- или ТВ-мастеру.

### Модификации

Согласно требованиям Федеральной Комиссии по связи (FCC) пользователь должен быть уведомлен о том, что любые модификации или изменения, внесённые в данное устройство без получения выраженного в явном виде разрешения Tanita Corporation, могут привести к лишению потребителя права на использование данного оборудования.

Данное устройство обеспечивает подавление радиопомех согласно Директиве EC 2004/108/EC

Замечание:
Такие обозначения стоят на батарейках, содержащих загрязняющие вещества:
**Pb** Pb = Батарея содержит свинец
**Cd** Cd = Батарея содержит кадмий
**Hg** Hg = Батареяка содержит ртуть

**Нельзя смешивать батареек с другими бытовыми отходами.**

Как потребителю, Вы обязаны следовать правилам выбрасывания в отходы отработанных и разряженных батареек. Можно выбрасывать старые батареек в коммунальные мусоросборники в своем городе или сдать их на пункты продажи соответствующих батареек при условии, что в этих местах имеются специальные маркированные контейнеры для батареек. Если в отходы выбрасывается весь прибор, необходимо извлекать из него батареек и выбрасывать их в места сдачи отходов, указанные выше.

#### Representative

**Tanita Europe B.V.**
Holland Office Center, Kruisweg 813-A
2132NG Hoofddorp, The Netherlands
Tel: +31 (0)23-5540188
Fax: +31(0)23-5579065
www.tanita.eu

**Business Location in UK**
The Barn, Philpots Close, Yiewsley,
Middlesex, UB7 7RY,
United Kingdom
Tel: +41(0)1895-438577
Fax: +44(0)1895-438511

## 使用説明書

### 1. 規格

負載能力：150千克/330磅/23英石8磅
刻度：0.1千克/0.2磅/1磅
電池類型：（Fig. 3）CR2032

### 2. 部件

- 主體（Fig. 1）
- 顯示幕（Fig. 1）
- 電池（底部）（Fig. 2）
- 主開關（底部）（Fig. 2）

### 3. 使用之前

使用稱重模式開關，選擇喜歡的稱重模式。

### 4. 稱重

主機設置操作（購買後首次打開主機時，電池更換後，或主開關切換至ON時，主機需要進行設置）。

- 將主機放在堅固、平整的表面上。
\*如果主開關處於OFF，則電源無法打開。
- 踏上體重計，確保體重計應用8kg以上重量。聽到短促“嗒”聲提示音後走下體重計。螢幕上顯示“8888”並聽到短促“嗒”聲提示音後，螢幕上顯示“0.0kg”，設置完成。“0.0kg”會顯示約20秒。隨後電源自動關閉。
\*如果聽到長“嗒”聲提示音且螢幕上顯示“Err”（錯誤），則設置沒有正確完成。請從步驟3重複操作。

測量方法

- 踏上體重計。體重計上放置8kg以上重量時，會聽到短促“嗒”聲提示音，電源自動打開，體重計開始測量。
- 測量完成時，會聽到短促“嗒嗒”聲提示音，螢幕上閃爍測量值約2秒。約2秒過後，電源自動關閉。
\*電源打開後，如果測量值在20秒內並不穩定，則電源自動關閉。

8kg以上重量的測量

- 將8kg以上重量應用到體重計。聽到“嗒”聲提示音，電源打開。
- 當量移除時，螢幕上顯示“0.0kg”。將想要測量的物體放到體重計上。
- 測量完成時，會聽到短促“嗒嗒”聲提示音，螢幕上閃爍測量值約2秒。約2秒過後，電源自動關閉。
\*如果在測量完成之前移除測量物體，則電源會在約20秒後關閉。

### 5. 更換電池